

OMNITIP™ チップ - スターターセット 1000 µI _{PT-116-0001}





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

OMNITIP™ スターターセット 1000µl チップは、精密なピペッティング のために設計された 高品質な実験用アクセサリー です。 効率性と利便性を追求し、日常のラボ作業に欠かせないツール となっています。

容量: 1000 µl カラー: 青色 セット内容: ボックス x1, ラック x3, チップ x288

用途: - 生体試料の精密な分注, - 医薬品および医療用溶液の正確なピペッティング, - 化学溶液の調製および移送, - 精密な投与が求められる実験に不可欠なツール

互換性あり (Additional Fee)

ピペット校正用ワークステーション