



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,K9N](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,K9N)

## Końcówki OMNITIP™ - Starter ST 1000 µl



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Końcówki OMNITIP™ Starter ST 1000 µl to wysokiej jakości akcesoria laboratoryjne przeznaczone do precyzyjnego pipetowania. Zaprojektowane z myślą o efektywności i wygodzie, stanowią niezastąpione narzędzie w codziennych pracach laboratoryjnych.

Pojemność: 1000µl

Kolor: niebieski

Zestaw zawiera: pudełko, 3 raki i 288 końcówek

Zastosowanie: - precyzyjne dozowanie próbek biologicznych, - dokładne pipetowanie leków i roztworów medycznych, - przygotowywanie i przenoszenie roztworów chemicznych, - niezbędne narzędzie w eksperymentach wymagających precyzyjnego dozowania.

# Pasuje do

Stanowisko do kalibracji pipet