



Końcówki OMNITIP™ - Starter ST 1000 µl

PT-116-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,K9N



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Końcówki OMNITIP™ Starter ST 1000 µl to wysokiej jakości akcesoria laboratoryjne przeznaczone do precyzyjnego pipetowania. Zaprojektowane z myślą o efektywności i wygodzie, stanowią niezastąpione narzędzie w codziennych pracach laboratoryjnych.

Pojemność: 1000 µl

Kolor: niebieski

Zestaw zawiera: pudełko, 3 raki i 288 końcówek

Zastosowanie: - precyzyjne dozowanie próbek biologicznych, - dokładne pipetowanie leków i roztworów medycznych, - przygotowywanie i przenoszenie roztworów chemicznych, - niezbędne narzędzie w eksperymentach wymagających precyzyjnego dozowania.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Stnowisko do kalibracji pipet