



OMNITIP™ uçları - Starter ST 1000 µl

PT-116-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,K9N



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

OMNITIP™ Starter ST 1000 µl uçlar, hassas pipetleme için tasarlanmış yüksek kaliteli laboratuvar aksesuarlarıdır. Verimlilik ve kolaylık göz önünde bulundurularak tasarlanan bu uçlar, günlük laboratuvar çalışmaları için vazgeçilmez bir araçtır.

Kapasite: 1000 µl Renk: mavi Set içeriği: kutu, 3 raf ve 288 uç.

Uygulama - biyolojik numunelerin hassas dağıtımı, - ilaçların ve tıbbi çözeltilerin doğru pipetlenmesi, - kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve aktarılması, - Hassas dozajlama gerektiren deneylerde vazgeçilmez bir araçtır.

İle uyumlu (Additional Fee)

Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu