



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,KAA](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,KAA)

# Cylindrique, ensemble (1 mg - 2 kg), boîte en bois

OK-501-0024



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 2 kg
Nombre	27 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux