



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,KAA](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,KAA)

# Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 2 kg), opakowanie drewniane

OK-501-0024



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 2 kg
Ilość	27 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle