



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,KAA

Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 2 kg), opakowanie drewniane

OK-501-0024



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 6 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg – 2 kg |
| Ilość | 27 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle