



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,KAA](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,KAA)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 2 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                 |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı             | E1              |
| Konstrüksiyon           |                 |
| Malzeme                 | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık                 | 6 111,11 g      |
| Nominal değer           | 1 mg – 2 kg     |
| Quantity                | 27 adet         |

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar