



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,KD6](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,KD6)

# Pinzette 250 mm für Prüfgewichte bis 500

**g**

OA-101-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Konstruktion            |           |
|-------------------------|-----------|
| Material                | Edelstahl |
| Physikalische Parameter |           |
| Länge                   | 250 mm    |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze (1 mg - 10 kg)  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Stahldraht  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Sätze  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Stahldraht  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Trägergewichte  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Stahldraht  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Sätze (1 mg - 10 kg)  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Sätze  
 Prüfgewichte der E2 Klasse -  
 Zylindergewichte, Sätze (1 g - 10 kg)

Prüfgewichte der E2 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg - 500 mg)  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform  
 Prüfgewichte der M1 Klasse - Knopfgewichte  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform, Sätze  
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte  
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform, Sätze  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer  
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg - 500 mg)  
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg - 10 kg)

Prüfgewichte der F2 Klasse -  
Schlitzgewichte  
Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform  
Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform  
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze  
Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform  
Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg – 500 mg)  
Prüfgewichte der F1 Klasse -  
Zylindergewichte

Prüfgewichte der F2 Klasse - Stahldraht, Sätze  
Prüfgewichte der F1 Klasse - Stahldraht, Sätze  
Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform, Sätze