



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,KGL](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,KGL)

# Skaner kodów kreskowych PD9630-SRK1

WX-006-0054



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP 65
<b>Interfejs komunikacyjny</b>	
Interfejs	USB
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	-20 – +50 °C
Temperatura przechowywania	-40 – +70 °C
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wymiary urządzenia	190×140×79 mm
Bezpieczny upadek na twardą powierzchnię [m]:	2
Obsługiwane kody kreskowe:	1D, 2D, Postal
Technologia odczytu:	Imager 2D
Wymagany kontrast kodu [%]:	15

Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]:

0 % – 95 %

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

### Moduły MU YA

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga wielofunkcyjna C32  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Wagi analityczne AS X2 PLUS  
Wagi PS X7 do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna PS R2  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi CY10 do KTP  
Wagi PS X2 do KTP  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga precyzyjna C32.PM

Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Waga precyzyjna PS X7  
Wagi WPY do KTP  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Waga analityczna AS 5Y  
Wagi PS 5Y do KTP  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Wagi HY10.H do KTP  
Waga precyzyjna CY10  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE 5  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S