



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,KIA](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,KIA)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 5 g), Kunststoff-Etui

OK-202-0063



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6,11 g
Nominalwert	1 mg – 5 g
Anzahl	16 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel