



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,KIA](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,KIA)

# Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 5 g), imballaggi in plastica

OK-202-0063



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	6,11 g
Valore nominale	1 mg – 5 g
Numero	16 pcs

## Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli