



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,KQ3](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,KQ3)

# Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 20 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	20 kg

## Pasuje do

Pędzle