



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,KQ3](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,KQ3)

# Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 20 kg

OP-503-0027



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E1
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	20 kg
-------------------	-------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle