



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,KRZ

Mesa antivibração de laboratório SAL/C

WX-001-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

| Construção | |
|----------------------------------|------------------|
| Construção | aço carbono St3S |
| Capacidade de carga | 40 kg |
| Parâmetros físicos | |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 820×711×816 mm |
| Peso líquido | 61 kg |
| Peso bruto | 72,5 kg |
| Comprimento | 770 mm |
| Largura | 680 mm |
| Altura | 815±10 mm |

Compatível com (Additional Fee)

Analizador de umidade MA X7.IC.A
 Analizador de umidade MA 5Y
 Balança analítica AS X7
 Balança de precisão PS R2

Analizador de umidade MA R
 Balança de precisão PS R2.H
 Balança analítica para filtros XA 5Y.F
 Balança de precisão PS X7

Balança de precisão WLC X7
Balança de precisão C32.PM
Analisador de umidade MA X7.A
Analisador de umidade MA 5Y.IC

Balança de precisão PS R1
Balança analítica AS R2 PLUS
Balança analítica AS R1 PLUS
Módulos MAS.1.Y

Dimensões do dispositivo L x P x A

