



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,KRZ

SAL/C Mesa antivibração de laboratório

WX-001-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Construção	aço carbono St3S
Capacidade de carga	40 kg
Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem L x P x A	820×711×816 mm
Peso líquido	61 kg
Peso bruto	72,5 kg
Comprimento	770 mm
Largura	680 mm
Altura	815±10 mm

Compatível com (Additional Fee)

Analizador de umidade MA X7.IC.A
Analizador de umidade MA 5Y
Balança analítica AS X7
Balança de precisão PS R2

Analizador de umidade MA 5Y.IC
Analizador de umidade MA R
Balança de precisão PS R2.H
Balança analítica para filtros XA 5Y.F

Balança de precisão WLC X7
Balança de precisão C32.PM
Analisador de umidade MA X7.A
Balança de precisão PS X7

Balança de precisão PS R1
Balança analítica AS R2 PLUS
Módulos MAS1
Balança analítica AS R1 PLUS

Dimensões do dispositivo L x P x A

