



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,KRZ

Antivibrationstisch lackiert SAL/C

WX-001-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	820×711×816 mm
Nettogewicht	61 kg
Bruttogewicht	72,5 kg
Länge	770 mm
Breite	680 mm
Höhe	815±10 mm



Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
Feuchtebestimmer MA 5Y
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaagen PS R2
Präzisionswaage WLC X7
Präzisionswaage C32.PM
Feuchtebestimmer MA X7.A
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Feuchtebestimmer MA R
Präzisionswaage PS R2.H
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage PS X7
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage AS R2 PLUS
Analysenwaage AS R1 PLUS
Wägemodule MAS.1.Y

Abmessungen des Geräts B x T x H

