

SAL/C Table de laboratoire antivibratoire

WX-001-0076





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	820×711×816 mm
Masse nette	61 kg
Masse brute	72,5 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

Compatible avec (Additional Fee)

Dessiccateur MA X7.IC.A Dessiccateur MA 5Y Balance analytique AS X7 Balance de précision PS R2 Dessiccateur MA 5Y.IC
Dessiccateur MA R
Balance de précision PS R2.H
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F

Balance de précision WLC X7 Modules MAS Balance de précision C32.PM Dessiccateur MA X7.A Balance de précision PS X7 Balance de précision PS R1 Balance analytique AS R2 PLUS Modules MAS1 Balance analytique AS R1 PLUS

Dimensions d'appareil L x P x H

