



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,KRZ](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,KRZ)

## Table de laboratoire antivibratoire SAL/C

WX-001-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséacier St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	820×711×816 mm
Masse nette	61 kg
Masse brute	72,5 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

### Compatible avec (Additional Fee)

Dessiccateur MA X7.IC.A  
 Dessiccateur MA 5Y  
 Balance analytique AS X7  
 Balance de précision PS R2

Dessiccateur MA R  
 Balance de précision PS R2.H  
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
 Balance de précision PS X7

Balance de précision WLC X7  
Balance de précision C32.PM  
Dessiccateur MA X7.A  
Dessiccateur MA 5Y.IC

Balance de précision PS R1  
Balance analytique AS R2 PLUS  
Balance analytique AS R1 PLUS  
Modules MAS.1.Y

## Dimensions d'appareil L x P x H

