



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,KRZ

Tavolo antivibrante SAL / C – con struttura in acciaio dolce

WX-001-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	820×711×816 mm
Peso net	61 kg
Peso lordo	72,5 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

Compatibile con (Additional Fee)

Termobilancia MA X7.IC.A
 Termobilancia MA 5Y
 AS X7 Bilancia analitica

Termobilancia MA 5Y.IC
 Termobilancia MA R
 Bilancia di precisione PS R2.H

Bilancia di precisione PS R2
Bilancia di precisione WLC X7
Bilancia di precisione C32.PM
Termobilancia MA X7.A
Bilancia di precisione PS X7

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilancia di precisione PS R1
Bilancia analitica AS R2 PLUS
Moduli MAS1
Bilancia analitica AS R1 PLUS

Device dimensions L x P x A

