



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,KRZ

SAL/C Stół antywibracyjny laboratoryjny



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Nośność	40 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	820×711×816 mm
Masa netto	61 kg
Masa brutto	72,5 kg
Długość	770 mm
Szerokość	680 mm
Wysokość	815±10 mm

Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Moduły MUYA
Moduły MAS1
Wagosuszarka MA 5Y

Moduły MPS
Waga precyzyjna C32.PM
Wagosuszarka MA X7.A
Wagosuszarka MA 5Y.IC

Wymiary urządzenia

SAL/C

