



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,KUV](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,KUV)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 500 g

OP-303-0054



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	500 g

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinset

Pinzetten