



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,KUV

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 500 g

OP-303-0054



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter

OIML-Klasse	F2
-------------	----

Konstruktion

Material	Edelstahl
----------	-----------

Nominalwert	500 g
-------------	-------

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinset

Pinzetten