



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,KV3](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,KV3)

## Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 mg - 5 kg), estojo plástico

OK-102-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E2
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	11 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 5 kg
Quantidade	28 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis