



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,KV3](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,KV3)

# Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 mg - 5 kg), estojo plástico

OK-102-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Classe OIML E2

### Construção

Material aço inoxidável

Peso 11 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 5 kg

Quantidade 28 pçs

## Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis