



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,KV3

Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 5 kg), Kunststoff-Etui

OK-102-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 5 kg
Anzahl	28 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel