



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,KV3

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-102-0045



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 5 kg
Ilość	28 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle