



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,KV3](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,KV3)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 5 kg), plastik kutuda

OK-102-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 5 kg

Quantity 28 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar