



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,L1H

Uchwyt laboratoryjny UL-01-1 (AS)

WX-001-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania S x G x W	110×102×56 mm
Masa netto	103 g
Masa brutto	145 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna AS X7
Waga analityczna AS 5Y

Waga analityczna AS R2 PLUS

Wymiary urządzenia S x G x W

