



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,L1H

Uchwyt laboratoryjny UL-01-1 (AS)

WX-001-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry fizyczne | |
|--------------------|---------------|
| Wymiary opakowania | 110×102×56 mm |
| Masa netto | 103 g |
| Masa brutto | 145 g |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna AS X7
Wagi analityczne AS X2 PLUS

Waga analityczna AS 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS