



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,L1H](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,L1H)

## UL-01-1 (AS) Laboratuvar için tutucu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları	110×102×56 mm
Net ağırlık	103 g
Brüt ağırlık	145 g

### İle uyumlu

AS X7 Analitik Teraziler  
AS X2 PLUS Analitik Teraziler  
AS 5Y Analitik Teraziler

AS R2 PLUS Analitik Teraziler  
AS R1 PLUS Analitik Teraziler