



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,L57

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 g - 50 g), caja de plástico

OK-202-0072



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	110 g
------	-------

Valor nominal	1 – 50 g
---------------	----------

Número	8 pieza
--------	---------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos