



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,L5I

Konwerter KR-04-1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne


Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	220×190×90 mm
Masa netto	0,4 kg
Masa brutto	0,8 kg

Pasuje do


Waga platformowa C315
 Waga niemowlęca C315.D
 Waga precyzyjna WLC
 Wagi płozowe C315.4P2
 Waga platformowa C315.4
 Waga osobowa C315.O
 Wagi paletowe C315.4P
 Waga platformowa H315 4C

Waga osobowa C315.OW
 Waga precyzyjna WLC C/2
 Wagi pocztowe do paczek
 Terminal wagowy PUE C315
 Waga łóżkowa C315.4B
 Waga krzeselkowa C315.K
 Waga łóżkowa najazdowa C315.8B

Wymiary urządzenia



KR-01, KR-04 converter



KR-04-2, KR-04-3 converter