



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,L5I

Konwerter KR-04-1

WX-004-0080



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne


Wymiary opakowania S x G x W	220×190×90 mm
Masa netto	0,4 kg
Masa brutto	0,8 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)


Waga platformowa C315
 Waga niemowlęca C315.D
 Waga precyzyjna WLC
 Wagi płozowe C315.4P2
 Waga platformowa C315.4
 Waga osobowa C315.O
 Wagi paletowe C315.4P
 Waga platformowa H315 4C

Waga osobowa C315.OW
 Waga precyzyjna WLC C/2
 Wagi pocztowe do paczek
 Terminal wagowy PUE C315
 Waga łózkowa C315.4B
 Waga krzeselkowa C315.K
 Waga łózkowa najazdowa C315.8B

Wymiary urządzenia S x G x W



KR-01, KR-04 converter



KR-04-2, KR-04-3 converter