



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,L5I](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,L5I)

## Konwerter KR-04-1

WX-004-0080



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne


Wymiary opakowania S x G x W	220×190×90 mm
Masa netto	0,4 kg
Masa brutto	0,8 kg

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)


Waga platformowa C315  
 Waga niemowlęca C315.D  
 Waga precyzyjna WLC  
 Wagi płozowe C315.4P2  
 Waga platformowa C315.4  
 Waga osobowa C315.O  
 Wagi paletowe C315.4P  
 Waga platformowa H315 4C

Waga osobowa C315.OW  
 Waga precyzyjna WLC C/2  
 Wagi pocztowe do paczek  
 Terminal wagowy PUE C315  
 Waga łózkowa C315.4B  
 Waga krzeselkowa C315.K  
 Waga łózkowa najazdowa C315.8B

## Wymiary urządzenia S x G x W



KR-01, KR-04 converter



KR-04-2, KR-04-3 converter