



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,L7N

Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen 1000 kg - Holzkoffer

OP-301-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Nominalwert | 1000 kg |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel