



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,L7N](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,L7N)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen 1000 kg - Holzkoffer

OP-301-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	1000 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel