



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,L7N](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,L7N)

## Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytami 1000 kg - opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1000 kg

### Pasuje do

Pędzle