



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,L7N

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytemi 1000 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0029



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1000 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle