



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,L8U

Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 g - 100 g), estojo plástico

OK-102-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E2
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	210 g
Valor nominal	1 – 100 g
Quantidade	9 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis