



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,L8U

Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 100 g), Kunststoff-Etui

OK-102-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | E2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 210 g |
| Nominalwert | 1 – 100 g |
| Anzahl | 9 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel