



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,LA2

Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 mg - 5 kg), boîte plastique

OK-402-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

| | |
|--------------------------|-------------|
| Classe de précision OIML | M1 |
| Masse | 11 111,11 g |
| Valeur nominale | 1 mg – 5 kg |
| Nombre | 28 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux