



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,LA2](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,LA2)

# Silindirik ağırlık seti (1 mg - 5 kg), plastik kutuda

OK-402-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	11 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 5 kg
Quantity	28 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar