



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LA2

M1 Kütle standardı, silindirik ağırlık set (1 mg - 5 kg), plastik kutuda

OK-402-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|---------------|-------------|
| OIML sınıfı | M1 |
| Ağırlık | 11 111,11 g |
| Nominal değer | 1 mg – 5 kg |
| Quantity | 28 adet |

İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar