



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,LA2](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,LA2)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 5 kg), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	11 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 5 kg
Quantity	28 adet

### İle uyumlu

Fırçalar