



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,LCJ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,LCJ)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 200 g), Holz-Etiu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | F2        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Gewicht                  | 610 g     |
| Nominalwert              | 1 – 200 g |
| Anzahl                   | 11 St.    |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel