



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,LCJ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,LCJ)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 200 g), caja de madera

OK-301-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

### Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 610 g

Valor nominal 1 – 200 g

Número 11 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos