



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,LCJ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,LCJ)

## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie drewniane

OK-301-0029



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	610 g
Wartość nominalna	1 – 200 g
Ilość	11 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle