



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LCJ

F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 200 g), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	610 g
Nominal değer	1 – 200 g
Quantity	11 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar