



Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie plastikowe

OK-102-0037



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 6 110 g

Wartość nominalna 1 g – 2 kg

Ilość 15 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle